

Anti-Pgm1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P36871

Artikelnummer: CM0003322



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes PGM1, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit humanem, Maus- und Ratten-PGM1; beobachtetes Molekulargewicht ~61kDa. Ideal für die Erforschung des Glukosestoffwechsels und von Glykogenspeicherkrankheiten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PGM1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CDG1T; GSD14; PGM1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	5236
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 465-562 des humanen PGM1 (NP_002624.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P36871
Protein-Gewicht	61kDa
Versand	Eisbeutel