

Anti-Pgm2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96G03

Artikelnummer: CM0015217

Einführung

PGM2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper ist ein polyklonaler Antikörper, der im Kaninchen gegen humanes PGM2 hergestellt und für WB und ELISA validiert wurde. Erkennt humanes und murines PGM2, eine Phosphopentomutase, die für den Nukleotidstoffwechsel entscheidend ist. Wird auf Eis versendet.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	PGM2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MSTP006; PGM2
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	55276
Gen-ID	55276
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-130 des humanen PGM2 (NP_060760.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q96G03
Protein-Gewicht	68kDa
Versand	Eistüte