


Anti-Pgp9.5/Uchl1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P09936

Artikelnummer: CM0018096



Einführung

Hochwertiger, kaninchenpolyklonaler Antikörper gegen PGP9.5/UCHL1 (UniProt P09936). Geeignet für Western Blot (WB) und ELISA-Anwendungen. Kreuzreagiert mit humanem und murinem UCHL1, einer wichtigen Deubiquitinase, die an Neurodegeneration und Proteinhomöostase beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PGP9.5/UCHL1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NDGOA; PARK5; PGP95; SPG79; PGP9.5; SPG79A; UCHL-1; Uch-L1; HEL-117; PGP 9.5; HEL-S-53; PGP9.5/UCHL1
Spezies	Human
GeneID (Human)	7345
GeneID	7345
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P09936
Proteingewicht	25kDa
Versand	Eisbeutel