


Anti-Pgp9.5/Uchl1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P09936

Artikelnummer: CM0021729



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PGP9.5/UCHL1 (Ubiquitin-Carboxyl-Terminal-Hydrolase-Isoenzym L1), eine Schlüssel-Deubiquitinase im Proteinabbau und in der neuronalen Funktion. Validiert für WB, IF/ICC, ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Neurowissenschaften und Forschung zu neurodegenerativen Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PGP9.5/UCHL1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NDGOA; PARK5; PGP95; SPG79; PGP9.5; SPG79A; UCHL-1; Uch-L1; HEL-117; PGP 9.5; HEL-S-53; PGP9.5/UCHL1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7345
GenID	7345
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-220 von humanem PGP95/UCHL1 (NP_004172.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P09936
Proteingewicht	25kDa
Versand	Eisbeutel