


## Anti-Pgp9.5/Uchl1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If, Ihc, Elisa - P09936

Artikelnummer: CM0002236



### Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes PGP9.5/UCHL1 (25 kDa), validiert für WB, IF, IHC, ELISA; reagiert mit Human, Maus, Ratte. Eine Deubiquitinase für die Forschung zu synaptischer und kardialer Funktion, APP-Verarbeitung, Osteoklastogenese und Neurodegeneration.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | PGP9.5/UCHL1 Kaninchen mAb                                                                                                      |
| Bemerkungen/Alias | NDGOA; PARK5; PGP95; SPG79; PGP9.5; SPG79A; UCHL-1; Uch-L1; HEL-117; PGP 9.5; HEL-S-53; PGP9.5/UCHL1                            |
| Spezies           | Human                                                                                                                           |
| GeneID (Human)    | 7345                                                                                                                            |
| GeneID            | 7345                                                                                                                            |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-220 von humanem PGP95/UCHL1 (NP_004172.2) enthält |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                                       |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                          |
| Anwendung         | WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                                  |
| Kreuzreaktivität  | Human, Maus, Ratte                                                                                                              |
| SWISS             | P09936                                                                                                                          |
| Proteingewicht    | 25kDa                                                                                                                           |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                       |