


Anti-Pgp9.5/Uchl1 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, If-F, If-P, Ihc-P, Elisa - P09936

Artikelnummer: CM0003461



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes PGP9.5/UCHL1 (SWISS P09936). Validiert für WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA; kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte und Affe. Geeignet für Forschung zu Neurodegeneration und dem Ubiquitin-Signalweg.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PGP9.5/UCHL1 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	NDGOA; PARK5; PGP95; SPG79; PGP9.5; SPG79A; UCHL-1; Uch-L1; HEL-117; PGP 9.5; HEL-S-53; PGP9.5/UCHL1
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7345
Gen-ID	7345
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-220 des humanen PGP9.5/UCHL1 (NP_004172.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Affe
SWISS	P09936
Proteingewicht	25 kDa
Versand	Eisbeutel