


Anti-Pgrmc1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O00264

Artikelnummer: CM0028362



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PGRMC1, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Detektiert endogene Spiegel in Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für die Forschung an Progesteron-Signalisierung und Hämostase.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PGRMC1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	IZA; MPR; Dap1; HPR6.6; PGRMC1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10857
GenID	10857
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 44-195 von humanem PGRMC1 (NP_006658.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O00264
Proteingewicht	22kDa
Versand	Eisbeutel