

Anti-Phc1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P78364

Artikelnummer: CM0024879



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches PHC1 (EDR1, HPH1) gerichtet ist. Validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. PHC1 ist eine Komponente des PRC1-Komplexes, die an der Chromatin-Repression und der Regulation von Entwicklungsgenen beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PHC1 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	EDR1; HPH1; RAE28; MCPH11; PHC1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1911
GenID	1911
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 750-940 von menschlichem PHC1 (NP_004417.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P78364
Proteingewicht	106kDa
Versand	Eisbeutel