

Anti-Phc2 Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q8lxxk0

Artikelnummer: CM0016525

Einführung

PHC2 Kaninchen pAb ist ein polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA, der gegen das menschliche Polyhomeotic-ähnliche Protein 2 gerichtet ist – eine PRC1-Komponente, die an der Genstilllegung beteiligt ist. Ideal für Forschung im Bereich Chromatinbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Spezifikation	Details
Produktname	PHC2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	PH2; EDR2; HPH2; PHC2
Spezies	Mensch
Gen-ID	1912
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 250-323 von menschlichem PHC2 (NP_004418.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q8IXK0
Proteingewicht	91 kDa
Versand	Eispackung