


Anti-Phc3 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Ndx5

Artikelnummer: CM0028748



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PHC3, validiert für Western Blot und ELISA. Reagiert mit Human, Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung von Polycomb-Gruppen-Proteinen und Chromatin-Remodellierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PHC3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	EDR3; HPH3; PHC3
Spezies	Human
GeneID (Human)	80012
GeneID	80012
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz der Aminosäuren 100-300 des humanen PHC3 (NP_079223.3) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q8NDX5
Proteingewicht	106kDa
Versand	Eisbeutel