


## Anti-Phc3 Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für If/Icc, Elisa - Q8Ndx5

Artikelnummer: CM0017458



### Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper gegen menschliches PHC3, validiert für IF/ICC und ELISA. Targetet das Polyhomeotic-ähnliche Protein 3, eine Komponente des PRC1-Komplexes, für epigenetische und entwicklungsbiologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter          | Wert                                                                                                                            |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname        | PHC3 Rabbit pAb                                                                                                                 |
| Bemerkungen/Aliase | EDR3, HPH3, PHC3                                                                                                                |
| Spezies            | Mensch                                                                                                                          |
| GenID (Mensch)     | 80012                                                                                                                           |
| GenID              | 80012                                                                                                                           |
| Immunogen          | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 100-300 von menschlichem PHC3 (NP_079223.3) enthält |
| Quelle             | Kaninchen                                                                                                                       |
| Kategorie          | Polyklonale Antikörper                                                                                                          |
| Anwendung          | IF/ICC, ELISA                                                                                                                   |
| Kreuzreaktivität   | Mensch                                                                                                                          |
| SWISS              | Q8NDX5                                                                                                                          |
| Proteinmasse       | 106 kDa                                                                                                                         |
| Versand            | Eisbeutel                                                                                                                       |