


Anti-Phd2/Egln1 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Gzt9

Artikelnummer: CM0002656



Einführung

Anti-PHD2/EGLN1 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper, validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Erkennt humanes PHD2/EGLN1 (HIF-PH2), einen 46 kDa Sauerstoffsensor, der an der HIF- α -Hydroxylierung und Hypoxie-Signalübertragung beteiligt ist. Geeignet für Forschungszwecke.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] PHD2/EGLN1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	HPH2; PHD2; SM20; ECT3; HALAH; HPH-2; HIFPH2; ZMYND6; C1orf12; HIF-PH2; N1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	54583
Gen-ID	54583
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem PHD2/EGLN1 entspricht (NP_071334.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q9GZT9
Protein-Gewicht	46kDa
Versand	Eisbeutel