

Anti-Phd3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9H6Z9

Artikelnummer: CM0030251

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PHD3/EGLN3 (Q9H6Z9). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Ideal für die Erforschung von Hypoxie, Apoptose, Ferroptose und DNA-Schadensantwort.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PHD3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PHD3; HIFPH3; HIFP4H3
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	112399
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem PHD3 entspricht (NP_071356.1).
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9H6Z9
Proteingewicht	27 kDa
Versand	Eistasche