

Anti-Phf1 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O43189

Artikelnummer: CM0027630



Einführung

Hochwertiger anti-PHF1 Kaninchen-polyclonaler Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt PHF1 von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Chromatin-Forschung, DNA-Schadensantwort und epigenetische Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PHF1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliaße	PCL1; PHF2; hPHF1; MTF2L2; TDRD19C; PHF1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5252
GenID	5252
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-260 des menschlichen PHF1 (NP_077084.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O43189
Proteingewicht	62 kDa
Versand	Eisbeutel