

Anti-Phf11 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9UIL8

Artikelnummer: CM0026311

Einführung

PHF11 Kaninchen-polyklonaler Antikörper zum Nachweis von PHD-Finger-Protein 11, einem Th1-Zytokin-Regulator. Validiert in WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; kreuzreagiert mit Human, Maus, Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PHF11 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	APY; BCAP; IGEL; IGER; IGHER; NYREN34; NY-REN-34; PHF11
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	51131
Gen-ID	51131
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-292 von humanem PHF11 enthält (NP_001035533.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9UIL8
Proteingewicht	38kDa
Versand	Eisüte