

Anti-Phf19 Polyklonale Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q5T6S3

Artikelnummer: CM0028611



Einführung

Kaninchen-poliklonale Antikörper gegen PHF19/PCL3, validiert für WB, IF/ICC, ELISA Anwendungen. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-PHF19. Ideal für die Erforschung von Polycomb-Repression, H3K36me3-Erkennung und Krebs-Epigenetik.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PHF19 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PCL3; MTF2L1; TDRD19B; PHF19
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	26147
GeneID	26147
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-207 von menschlichem PHF19 (NP_001009936.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q5T6S3
Proteinmasse	66 kDa
Versand	Eisbeutel