

Anti-Phf21B Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb & Elisa - Q96Ek2

Artikelnummer: CM0028472

Einführung

Polyklonaler Antikörper vom Kaninchen gegen PHF21B (PHF4, BHC80L), validiert für WB und ELISA in Human-, Maus- und Rattenproben. Ideal für die Chromatinbiologie und Epigenetikforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PHF21B Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PHF4; BHC80L; PHF21B
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	112885
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 322-531 des humanen PHF21B (NP_612424.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96EK2
Proteingewicht	57kDa
Versand	Eistasche