

Anti-Phf8 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Upp1

Artikelnummer: CM0002912



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen PHF8 (KDM7B), Histon-Lysin-Demethylase, validiert für WB und ELISA in humanen und murinen Proben. Ideal für epigenetische und Zellzyklusforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PHF8 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	KDM7B; JHDM1F; MRXSSD; ZNF422; PHF8
Spezies	Human
GeneID (human)	23133
GeneID	23133
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 800-900 von humanem PHF8 (Q9UPP1) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q9UPP1
Proteingewicht	118kDa
Versand	Eistasche