

Anti-Phgdh Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O43175

Artikelnummer: CM0004220



Einführung

Rekombinanter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen menschliches PHGDH (O43175). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung der Serinbiosynthese und des Krebsstoffwechsels.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PHGDH Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	NLS; PDG; PGD; NLS1; PGAD; PGDH; SERA; 3PGDH; 3-PGDH; PHGDHD; HEL-S-113; PHGDH
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	26227
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 264–533 des menschlichen PHGDH (NP_006614.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O43175
Proteingewicht	57 kDa
Versand	Eisbeutel