

Anti-Phgdh Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - O43175

Artikelnummer: CM0017947



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der PHGDH erkennt, ein Schlüsselenzym der Serinbiosynthese. Validiert für WB, IF/ICC, IP, ELISA bei Mensch, Maus, Ratte. Ideal für die Entwicklung von diagnostischen Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PHGDH Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	NLS; PDG; PGD; NLS1; PGAD; PGDH; SERA; 3PGDH; 3-PGDH; PHGDHD; HEL-S-113; PHGDH
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	26227
GenID	26227
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 264-533 von menschlichem PHGDH (NP_006614.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O43175
Proteingewicht	57kDa
Versand	Eisbeutel