


Anti-Phip Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8Wwq0

Artikelnummer: CM0024788



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen menschliches PHIP (PH-interagierendes Protein), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA.

Kreuzreagiert mit Maus. Ideal für Studien zu Insulin-Signalwegen und Zellproliferation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PHIP Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	ndrp; BRWD2; DIDOD; WDR11; DCAF14; CHUJANS; PHIP
Art	Mensch
GenID (Mensch)	55023
GenID	55023
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1542-1821 des menschlichen PHIP (NP_060404.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q8WWQ0
Proteinmasse	207 kDa
Versand	Eisbeutel