


Anti-Phka1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P46020

Artikelnummer: CM0021552



Einführung

PHKA1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt die humane und murine regulatorische Alpha-Untereinheit der Phosphorylase-b-Kinase, ideal für die Forschung an Glykogenstoffwechsel und Muskelerkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PHKA1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PHKA; PHKA1
Spezies	Mensch
GenID	5255
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 600-820 von humanem PHKA1 (NP_001116142.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P46020
Proteingewicht	137 kDa
Versand	Eisbeutel