


Anti-Phkb Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q93100

Artikelnummer: CM0026054



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PHKB, die regulatorische Untereinheit Beta der Phosphorylase-b-Kinase. Geeignet für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Human und Maus. Ideal für Studien zum Glykogenstoffwechsel und verwandten Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PHKB Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	PHKB
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	5257
Gen-ID	5257
Immunogen	Rekombinantes Protein; Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 854-1093 von humanem PHKB (NP_000284.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q93100
Protein-Gewicht	125kDa
Versand	Eisbeutel