


Anti-Phkg2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P15735

Artikelnummer: CM0014508



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches PHKG2 gerichtet ist, eine katalytische Untereinheit der Phosphorylase-b-Kinase, die an der Glykogenolyse beteiligt ist. Geeignet für WB und ELISA; kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Erwartetes Band ~46 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Produktname	PHKG2 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	GSD9C; PHKG2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5261
GenID	5261
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P15735
Proteingewicht	46kDa
Versand	Eisbeutel