


Anti-Phkg2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P15735

Artikelnummer: CM0025716



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes PHKG2 (Phosphorylase-b-Kinase gamma 2) gerichtet ist. Geeignet für WB, IF/ICC und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Forschungsanwendung in Studien zur Glykogenolyse und Glykogenspeicherkrankheit Typ IX.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PHKG2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GSD9C; PHKG2
Spezies	Human
GenID (Human)	5261
GenID	5261
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 237-406 von humanem PHKG2 (NP_000285.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P15735
Proteingewicht	46kDa
Versand	Eisbeutel