

Anti-Phlda2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q53Ga4

Artikelnummer: CM0030346

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen PHLDA2 (IPL/TSSC3), validiert für WB, IF/ICC und ELISA bei Mensch und Maus. Geeignet für Studien zum Plazentawachstum, geprägte Gene und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PHLDA2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	IPL; BRW1C; BWR1C; HLDA2; TSSC3; PHLDA2
Spezies	Mensch, Maus
GenID (Mensch)	7262
GenID	7262
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-152 von menschlichem PHLDA2 (NP_003302.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q53GA4
Proteingewicht	17kDa
Versand	Eisbeutel