

Anti-Phlpp1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O60346

Artikelnummer: CM0025054

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen PHLPP1, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Erkennt humanes, murines und ratten PHLPP1. Ideal für die Forschung zu Apoptose, Tumorsuppression und zirkadianer Biologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PHLPP1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SCOP; PHLPP; PPM3A; PLEKHE1; PHLPP1
Spezies	Human
GeneID (Human)	23239
GeneID	23239
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1160-1428 von humanem PHLPP1 (NP_919431.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O60346
Proteingewicht	185kDa
Versand	Eisbeutel