

Anti-Phospho-Akt-S473 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P31749 / P31751 / Q9Y243

Artikelnummer: CM0001927



Einführung

Phospho-spezifischer Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen AKT1/AKT2/AKT3, phosphoryliert an Serin 473, validiert für WB, IHC-P und ELISA in humanen, murinen und Rattenproben. Ideal für Apoptose-, Stoffwechsel- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-Akt-S473 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	AKT1/AKT2/AKT3; Phospho-Akt-S473
Spezies	Human
GeneID (human)	207/208/10000
GeneID	207/208/10000
Immunogen	Synthetisches Peptid; Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S473 von humanem AKT1 (NP_005154.2)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P31749/P31751/Q9Y243
Protein-Gewicht	48kDa/55kDa/51kDa/54kDa
Versand	Eisbeutel