

Anti-Phospho-Akt-T-T308 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P31749 / P31751 / Q9Y243

Artikelnummer: CM0000931



Einführung

Hochspezifischer Phospho-Akt-T308-Kaninchen-monoklonaler Antikörper für WB und ELISA. Erkennt humanes Akt1/2/3, phosphoryliert bei T308; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der PI3K/Akt-Signalgebung in der Krebs- und Stoffwechselforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-Akt-T308 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	AKT1/AKT2/AKT3; Phospho-Akt-T308
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	207/208/10000
Gen-ID	207/208/10000
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um T308 von humanem Akt (NP_005154.2).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P31749/P31751/Q9Y243
Proteingewicht	48kDa/55kDa/51kDa/54kDa
Versand	Eisbeutel