

Anti-Phospho-Akt1-S473 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P31749

Artikelnummer: CM0001091



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen phosphoryliertes Akt1 an Ser473 (P31749). Validiert für WB, IHC-P, ELISA in humanen, murinen und Rattensamples. Ideal zum Studium der Akt-Signaltransduktion in Krebs und Metabolismus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-AKT-S473 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	AKT; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALPHA; RAC-ALPHA; Phospho-AKT1-S473
Spezies	Human
GeneID (Human)	207
GeneID	207
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S473 von humanem Akt1 (P31749)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P31749
Protein-Gewicht	56kDa
Versand	Eisbeutel