

Anti-Phospho-Akt1 (Ser473) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P31749

Artikelnummer: CM0001196



Einführung

Phospho-AKT1 (Ser473) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes, murines und rattes AKT1, phosphoryliert an Ser473. Geeignet für die Untersuchung der AKT-Signalgebung bei Krebs, Stoffwechsel und Zellüberleben. Stamm von immunisierten Kaninchen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-AKT1-S473 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	AKT; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALPHA; RAC-ALPHA; Phospho-AKT1-S473
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	207
GenID	207
Immunogen	Synthetisches Peptid; Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S473 von humanem Akt1 (NP_005154.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P31749
Proteingewicht	56kDa
Versand	Eisbeutel