

Anti-Phospho-Akt1-T308 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P31749

Artikelnummer: CM0001741



Einführung

Phospho-spezifischer polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen AKT1 phosphoryliert an Thr-308 gerichtet ist. Validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA. Erkennt humanes, murines und rattiges AKT1. Ideal für die Untersuchung der PI3K/AKT-Signalgebung in der Krebs- und Stoffwechselforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-AKT1-T308 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	AKT; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALPHA; RAC-ALPHA; Phospho-AKT1-T308
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	207
GenID	207
Immunogen	Synthetisches Peptid – Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um T308 von humanem AKT (NP_005154.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P31749
Proteingewicht	56 kDa
Versand	Eisbeutel