

Anti-Phospho-Akt1 (T450) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P31749

Artikelnummer: CM0000681



Einführung

Phospho-AKT1-T450 Kaninchen mAb für WB und ELISA; detektiert spezifisch AKT1, das an Thr450 in humanen und Rattenproben phosphoryliert ist. Ideal für die Untersuchung der PI3K/AKT-Signalübertragung in Krebs, Stoffwechsel und Zellüberleben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-AKT1-T450 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	AKT; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALPHA; RAC-ALPHA; Phospho-AKT1-T450
Spezies	Human
GeneID (Human)	207
GeneID	207
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um T450 von humanem Akt1 (P31749).
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Ratte
SWISS	P31749
Protein-Gewicht	56kDa
Versand	Eistüte