

Anti-Phospho-Akt1 (Thr450) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P31749

Artikelnummer: CM0000577



Einführung

Phospho-spezifischer polyklonaler Kaninchenantikörper, der an Thr450 phosphoryliertes AKT1 erkennt, validiert für WB und ELISA in Mensch und Maus. Ein unverzichtbares Werkzeug zur Untersuchung der AKT-Signalübertragung bei Krebs, Stoffwechsel und Zellüberleben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-AKT1-T450 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	AKT; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALPHA; RAC-ALPHA; Phospho-AKT1-T450
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	207
GeneID	207
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um T450 von humanem Akt1 (NP_005154.2).
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P31749
Proteingewicht	56kDa
Versand	Eistasche