


Anti-Phospho-Alox5-S271 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P09917

Artikelnummer: CM0001771



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper spezifisch für humanes ALOX5, das an Serin 271 phosphoryliert ist, validiert für Western-Blot- und ELISA-Anwendungen in der Leukotrien-Biosynthese- und Entzündungskrankheitsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-ALOX5-S271 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	5-LO; 5LPG; LOG5; 5-LOX; Phospho-ALOX5-S271
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	240
Gen-ID	240
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S271 von humanem ALOX5 (NP_000689.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P09917
Proteingewicht	78kDa
Versand	Eistasche