

Anti-Phospho-Atf2 (T69/T71) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P15336

Artikelnummer: CM0000897



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen phosphoryliertes humanes ATF2 an Thr69/Thr71 gerichtet ist. Validiert für WB, IHC-P und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zur DNA-Schadensantwort, Apoptose und Transkription.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-ATF2-T69/71 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HB16; CREB2; TREB7; CREB-2; CRE-BP1; Phospho-ATF2-T69/71
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1386
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P15336
Proteingewicht	55kDa
Versand	Eisbeutel