

Anti-Phospho-Atm (S1981) Kaninchen-Poliklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q13315

Artikelnummer: CM0001396



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper, spezifisch für an Ser1981 phosphoryliertes ATM. Validiert für WB und ELISA in humanen und murinen Proben. Ideal für Studien zu DNA-Schadenssignalisierung und Zellzyklus-Kontrollpunkten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-ATM-S1981 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	AT1; ATA; ATC; ATD; ATE; ATDC; TEL1; TEL01; Phospho-ATM-S1981
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	472
Gen-ID	472
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S1981 des humanen ATM (NP_000042.3)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q13315
Proteinmasse	351 kDa
Versand	Eisbeutel