


Anti-Phospho-Axl (Y702) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P30530

Artikelnummer: CM0001926



Einführung

Phospho-spezifischer kaninchen monoklonaler Antikörper, der gegen humanes Axl gerichtet ist, das bei Tyr702 phosphoryliert ist. Validiert für WB und ELISA. Ideal für die Untersuchung der Axl-Kinase-Signalgebung, des Zellüberlebens und der Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-Axl-Y702 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	ARK; UFO; JTK11; Tyro7; Phospho-Axl-Y702
Spezies	Mensch
GenID	558 (Mensch)
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um Y702 von humanem Axl (NP_068713.2).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P30530
Proteingewicht	98 kDa
Versand	Eisbeutel