

Anti-Phospho-B-Raf (T401) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P15056

Artikelnummer: CM0001347



Einführung

Hochwertiger kaninchen monoklonaler Antikörper gegen phosphoryliertes B-Raf an Thr401. Geeignet für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Ratte. Untersuchung der MAP-Kinase-Signalübertragung und onkogener Signalwege.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-B-Raf-T401 Rabbit mAb
Anmerkungen/Alias	NS7; B-raf; BRAF1; RAFB1; B-RAF1; BRAF-1; Phospho-B-Raf-T401
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	673
GenID	673
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	P15056
Proteingewicht	84 kDa
Versand	Eisbeutel