


Anti-Phospho-Bad-S112 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q92934

Artikelnummer: CM0000978



Einführung

Phospho-Bad-S112 Kaninchen-monoklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA, erkennt menschliches und murines Bad, das an Serin 112 phosphoryliert ist. 18 kDa. Ideal für Apoptose-Forschung. Von CamelBio, einem One-Stop-Anbieter für IVD-Rohstoffe.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-Bad-S112 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	BBC2; BCL2L8; Phospho-Bad-S112
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	572
Gen-ID	572
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S112 des menschlichen BAD (Q92934)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q92934
Proteingewicht	18 kDa
Versand	Eisbeutel