

Anti-Phospho-Bcar1 (Y410) Polyklonaler Antikörper Für Wb - P56945

Artikelnummer: CM0001193



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, spezifisch für phosphoryliertes BCAR1 an Tyrosin 410. Validiert für WB und ELISA in menschlichen und murinen Proben. Ideal zur Untersuchung der Signalgebung von Zelladhäsion und -migration.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Phospho-BCAR1-Y410 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CAS; CAS1; CASS1; CRKAS; P130Cas; Phospho-BCAR1-Y410
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	9564
GenID	9564
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um Y410 von menschlichem BCAR1 (NP_055382.2?).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P56945
Proteingewicht	93kDa
Versand	Eisbeutel