

Anti-Phospho-Bcl-2-S70 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P10415

Artikelnummer: CM0000807



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen Phospho-Bcl-2 (Ser70) gerichtet ist. Validiert für WB, IF/ICC, ELISA; reagiert mit menschlichem und Ratten-Bcl-2. Geeignet für Apoptose-, Autophagie- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-Bcl-2-S70 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Bcl-2; PPP1R50; Phospho-Bcl-2-S70
Spezies	Mensch
Gen-ID	596
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S70 von humanem Bcl-2 (NP_000624.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	P10415
Proteingewicht	26kDa
Versand	Eisbeutel