

Anti-Phospho-Bcl-2 (Thr56) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P10415

Artikelnummer: CM0001400



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-polyklonaler Antikörper, spezifisch für phosphoryliertes Bcl-2 (Thr56). Erkennt endogene Spiegel in Proben von Mensch, Maus und Ratte über WB, IHC-P und ELISA. Unentbehrlich für Apoptose- und Autophagieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-Bcl-2-T56 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	Bcl-2; PPP1R50; Phospho-Bcl-2-T56
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	596
Gen-ID	596
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid im Bereich um T56 des menschlichen Bcl-2 (NP_000624.2).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P10415
Proteingewicht	26 kDa
Versand	Eisbeutel