


Anti-Phospho-Bcl-XL (S62) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc - Q07817

Artikelnummer: CM0001524



Einführung

Dieser kaninchenpolyklonale Antikörper erkennt phosphoryliertes Bcl-XL (S62) in menschlichen, murinen und Rattenproben. Ideal für WB- und IF/ICC-Anwendungen in Apoptose- und Zelltodstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-Bcl-XL-S62 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BCLX; BCL2L; Bcl-X; PPP1R52; BCL-XL/S; Phospho-Bcl-XL-S62
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	598
Gen-ID	598
Immunogen	Ein phosphospezifisches Peptid, das den Resten um S62 von menschlichem Bcl-XL entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q07817
Proteingewicht	26kDa
Versand	Eisbeutel