


## Anti-Phospho-Bcr (Y177) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P11274

Artikelnummer: CM0001991



### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Phospho-BCR (Y177), validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Maus. Erkennt ein Band bei 143 kDa. Ideal für die Erforschung von BCR-Signalgebung, GTPase-Regulation und synaptischer Funktion. - P11274

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                   |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Phospho-BCR-Y177 Kaninchen pAb                                                                         |
| Bemerkungen/Alias | ALL; CML; PHL; BCR1; D22S11; D22S662; Phospho-BCR-Y177                                                 |
| Spezies           | Human                                                                                                  |
| GeneID (Human)    | 613                                                                                                    |
| GeneID            | 613                                                                                                    |
| Immunogen         | Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um Y177 von humanem BCR (NP_004318.3). |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                              |
| Kategorie         | Phosphorylierte Antikörper                                                                             |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                              |
| Kreuzreaktivität  | Human, Maus                                                                                            |
| SWISS             | P11274                                                                                                 |
| Protein-Gewicht   | 143kDa                                                                                                 |
| Versand           | Eistasche                                                                                              |