

Anti-Phospho-Brca1 (S988) Kaninchen-Polyclonalkörper Für Ihc-P, If/Icc, Elisa - P38398

Artikelnummer: CM0000683



Einführung

Phospho-BRCA1-S988 Kaninchen-Polyclonalkörper validiert für IHC-P, IF/ICC, ELISA. Erkennt menschliches BRCA1 phosphoryliert an Serin 988, einem wichtigen Protein für DNA-Reparatur und Tumorsuppression. Ideal für Krebsforschung und Assay-Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-BRCA1-S988 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliaße	IRIS; PSCP; BRCAI; BRCC1; FANCS; PNCA4; RNF53; BROVCA1; PPP1R53; Phospho-BRCA1-S988
Art	Mensch
GenID (Mensch)	672
GenID	672
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P38398
Proteingewicht	208 kDa
Versand	Eisbeutel