


Anti-Phospho-Brd4-S484/S488 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Db, Elisa - O60885

Artikelnummer: CM0000593



Einführung

Phospho-spezifischer polyklonaler Antikörper vom Kaninchen, der gegen BRD4 gerichtet ist, das an Ser484/Ser488 phosphoryliert ist. Geeignet für WB, DB und ELISA. Ideal zum Studium des epigenetischen Gedächtnisses, der Transkriptionsregulation und der Chromatindynamik. Reagiert mit humanem BRD4.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-BRD4-S484/S488 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CAP; MCAP; HUNK1; HUNKI; FSHRG4; Phospho-BRD4-S484/S488
Spezies	Mensch
Gen-ID	23476
Immunogen	Synthetisches Peptid (Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S484 & S488 von humanem BRD4 (NP_490597.1))
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, DB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O60885
Protein-Gewicht	152kDa
Versand	Eistüte