


Anti-Phospho-Btk (Tyr223) Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q06187

Artikelnummer: CM0001764



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper spezifisch für phosphoryliertes BTK (Tyr223), validiert für WB und ELISA. Ideal für die Untersuchung von B-Zell-Rezeptor-, TLR-Signalwegen und BTK-Kinaseaktivität in humanen Proben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-BTK-Y223 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	AT; ATK; BPK; XLA; IMD1; AGMX1; IGHD3; PSCTK1; Phospho-BTK-Y223
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	695
GenID	695
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um Y223 des humanen BTK (Q06187)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q06187
Proteinmasse	76 kDa
Versand	Eisbeutel