


Anti-Phospho-C-Abl-Y245 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P00519

Artikelnummer: CM0000571



Einführung

Phospho-spezifischer ABL1 (c-Abl) Kaninchen-Polyklonalantikörper, validiert für WB, IHC-P, ELISA. Reagiert mit humanem, murinem und Rattus-ABL1 bei ~123 kDa. Geeignet für Kinasen-Signalweg-, DNA-Schadens- und Leukämieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-c-Abl-Y245 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ABL; JTK7; p150; c-ABL; v-abl; CHDSKM; c-ABL1; BCR-ABL; bcr/abl; Phospho-c-Abl-Y245
Spezies	Human
GeneID	25
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um Y245 von humanem ABL1 (NP_005148.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P00519
Proteingewicht	123kDa
Versand	Eistasche