


Anti-Phospho-C-Jun-S63 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P05412

Artikelnummer: CM0001982



Einführung

Hochspezifischer Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen phosphoryliertes c-Jun (S63). Validiert für WB, IF/ICC, ELISA; reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung der AP-1-Transkriptionsfaktor-Signalgebung und der Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-c-Jun-S63 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	AP1; p39; AP-1; cJUN; c-Jun; Phospho-c-Jun-S63
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3725
Gen-ID	3725
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S63 des menschlichen c-Jun (P05412).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P05412
Proteingewicht	36 kDa
Versand	Eisbeutel